

خذ عينة المسحة

دليل إرشادي مُفصّل خطوة بخطوة

هل تحتاج إلى مساعدة؟

إذا كان لديك أي أسئلة أو مشاكل مع مجموعة الاختبار هذه، يرجى تنبيه أحد الموظفين.

قد تشعر بعدم الراحة في المسحة. لا تُدخل المسحة بشكل أعمق إذا شعرت بمقاومة قوية أو ألم.




في حالة وجود دم أو قيء على عينة المسحة، يرجى تنبيه أحد الموظفين.

أزل غطاء وجهك.

انظر داخل فمك وابحث عن اللوزتين في مؤخرة الحلق.

يمكنك استخدام المرآة للمساعدة.

اللوزتان أو المكان الذي كان من المفترض أن يكونا فيه (إذا تم استئصالهما) هو المكان الذي ستسمح فيه عينتك.



تحقق مما إذا كانت المسحة في عبوة مغلقة أمامك.

حدد الطرف النسيجي الناعم للمسحة.


افتح العبوة وأخرج المسحة برفق. سيتم استخدامها لكل من الحلق والأنف.

لا تجعل طرف المسحة النسيجي يلامس لسانك أو أسنانك أو خديك أو لثتك أو أي أسطح أخرى.

تصبح المسحة غير صالحة إذا لامست هذه الأجزاء، وستحتاج إلى مسحة جديدة. وإذا حدث هذا، اطلب من أحد الموظفين تقديم المساعدة.

6

10 ثواني



أمسك المسحة في يدك، وافتح فمك على اتساعه وافرك الطرف النسيجي للمسحة على كلا اللوزتين (أو المكان الذي كان من المفترض أن يكونا فيه) في مؤخرة الحلق مع تلامس جيد 3 مرات على الأقل (استخدم مرآة لمساعدتك في فعل هذا).

قم بإزالة عصا المسحة بعناية من مؤخرة حلقك.

7

10-15 ثواني



ضع نفس الطرف لنفس المسحة برفق في إحدى فتحتي الأنف حتى تشعر بمقاومة طفيفة (حوالي 2.5 سم أو 1 بوصة فوق أنفك).

لف المسحة 5 مرات على طول الجزء الداخلي من فتحة الأنف.

بعد جمع العينة، أمسك المسحة في يدك منتصباً ولا تنزلها وأبلغ أحد مساعدي الاختبار.

احرص على عدم لمس أي أسطح بالمسحة.

ضع غطاء وجهك.

اتبع تعليمات أحد أعضاء فريق العمل حول ما يجب القيام به بعد ذلك.

استخدم معقم اليدين بعد تسليم العينة.