

採集拭子 樣本


分步指南

需要幫助嗎？

如果您對檢測試劑盒有任何疑問或詢問，請告知工作人員。

拭子採樣可能會讓您感到不舒服。如果您感到強烈的阻力或疼痛，不要將拭子插入更深的地方。

如果拭子樣本上有血跡或嘔吐物，請告知工作人員。



1

取下口罩。

在口腔內部找到位於口腔後部的扁桃腺。
您可以可以用鏡子。

扁桃腺或扁桃腺所在的位置（如果扁桃腺已切除）則是您將進行拭子採樣的部位。



2

請用紙巾輕輕擤鼻。

將用過的紙巾置入所提供的醫療廢物箱。


這樣就可以清除多餘的粘液。



3

請使用洗手液清潔雙手。

以便不會對試劑盒造成污染。



4


請檢查，您面前拭子是否位於密封包裝袋中。

請找到拭子的柔軟織物頭端。



打開包裝，輕輕取出拭子。

這一拭子將將在您的口腔和鼻腔中。



6

10
secs

手持拭子，嘴巴張大，用拭子的織物頭端在口腔後部的兩個扁桃腺（或原來扁桃腺所在的位置）上進行擦拭，至少3次（您可以藉助於鏡子）。
從口腔中小心地取出拭子。



7

10-15
secs

將同一拭子的同一端，輕輕放入一個鼻孔，直到感覺到輕微的阻力（鼻腔內大約2.5釐米或1英吋的位置）

在鼻腔內側，用拭子刮拭5次。

採樣完成後，請將拭子豎立手中，不要放下，並通知檢測協助人員。

請注意，不要讓拭子接觸任何表面。

請戴上口罩。

遵循工作人員的指示進行下一步。

遞交樣本後，請使用洗手液。

請勿用拭子的織物頭端接觸舌頭、牙齒、臉頰、牙齦或任何其他表面。
如果接觸了這些表面，拭子將無效，則需要更換一個新的拭子。如果發生這種情況，請向工作人員尋求幫助。